




Quad Multi Function isoPod

4チャンネル小型 USB-isoPod

EPU452



特長

最大 4ch 測定可能

各チャンネルで異なる電極を接続可能

pH、dO₂、電導度などマルチ測定

USB 接続で簡単セットアップ

Quad MF isoPod

4チャンネル小型 **USB-isoPod** がリリースしました！


各チャンネルに様々な電極を接続できます。

システム — Quad MF isoPod (EPU452)

USB-isoPod シリーズに 4 チャンネルモデルがリリースしました。各チャンネルソースに様々な電極を接続可能です。測定項目は、pH、dO₂、電導度、バイオセンサーなど 1 台でマルチ項目を測定できます。




USB-isoPod



Quad MF isoPod

解析

Quad MF isoPod は 6 項目の測定を行なうことができます。4 チャンネルの BNC 接続を完備しており、それぞれ異なる電極を接続することが可能ですので、同時に違うファクターを検出・モニターすることができます。



測定項目

- pH, ISE, ORP
- 電圧 (mV)
- dO₂
- バイオセンサー
- 温度 (RTD, サーミスタ)
- 電導度

仕様

Quad MF isoPod EPU452 は USB 接続で PC にアクセスできます。ソフトウェアは付属の Pod-Vu を使用します。

Quad MF isoPod (EPU452) 構成

- Quad MF isoPod 本体
- Pod-Vu ソフトウェア
- マニュアル



価格 (税別)	¥ 330,000
対応 OS	Windows XP, Vista, 7, 8
入力チャンネル数	4 ch
サンプリングレート	1/s ~ 10/h
データ通信	USB 接続
サイズ	170 x 130 x 35 mm, 0.8 kg



バイオリサーチセンター株式会社 eDAQ 事業部

〒461-0001 名古屋市東区泉 2 丁目 28-24 (東和高岳ビル 4F)
TEL (052)932-6421 FAX (052)932-6755
<http://www.edaq.jp>